

**SWISS
PRODUCTS^{PM}**



**"I FEEL
GOOD"**

PRODUKTY AIR-FLOW®



AIR-FLOW® MASTER PRVNÍ SUBGINGIVÁLNÍ PROFYLAKTICKÝ PÍSKOVACÍ PŘÍSTROJ NA SVĚTĚ

- > 2 AIR-FLOW® systémy v jednom – pro supra- i subgingivální aplikaci
- > 2 pracovní režimy, 2 komory na prášek a 2 originální násadce pro každou klinickou situaci

Objednací kód

FT-188#BARVA

185 000 Kč



AIR-FLOW MASTER PIEZON® KOMPLETNÍ PROFYLAXE KOMBINUJÍCÍ METODY AIR-FLOW® A PIEZON®

- > 2 AIR-FLOW® systémy v jednom – pro supra- i subgingivální aplikaci
- > Inteligentní technologie Piezon® NO PAIN pro bezbolestný scaling
- > 3-bodový dotykový ovládací panel – pro snadné a hygienické ovládání

Objednací kód

FT-200#BARVA

219 000 Kč



AIR-FLOW® handy 3.0 PREMIUM SUB- A SUPRAGINGIVÁLNÍ AIR-POLISHING

- > Profesionální čištění v každé situaci

Objednací kód

FT-225#ADAPTER-PREMIUM

56 900 Kč



AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO PRO SUBGINGIVÁLNÍ POUŽITÍ

- > Optimální pro použití v paradontálních chobotech hlubších než 4 mm

Objednací kód

FT-221#ADAPTER-PERIO

46 900 Kč



AIR-FLOW® handy 3.0 PLUS PRO SUPRA- A SUBGINGIVÁLNÍ POUŽITÍ

- > Optimální pro použití v paradontálních chobotech do 4 mm a v supragingivální oblasti

Objednací kód

FT-221#ADAPTER-PLUS

46 900 Kč



AIR-FLOW® handy 3.0 PRO SUPRAGINGIVÁLNÍ POUŽITÍ

- > Optimální pro použití ve viditelné oblasti chrupu

Objednací kód

FT-220#ADAPTER

39 900 Kč



AIR-FLOW® handy 2* PRO SUPRAGINGIVÁLNÍ POUŽITÍ

- > Vynikající efektivita při supragingiválním ošetření

Objednací kód

FT-170#ADAPTER

29 900 Kč



AIR-FLOW® S1 PROFESIONÁLNÍ AIR-POLISHING A ODSTRANĚNÍ POVLAKU

- > Pro efektivní odstraňování supragingiválních pigmentací a povlaku

Objednací kód

FT-167#BARVA

90 900 Kč



AIR-FLOW® S2 KOMBINUJE ORIGINÁLNÍ METODY AIR-FLOW® A PIEZON®

- > Pro profesionální odstraňování povlaku a zubního kamene

Objednací kód

FT-169#BARVA

127 900 Kč

PRODUKTY PIEZON®



PIEZON® MASTER 700 ORIGINÁLNÍ METODA PIEZON® S INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIÍ PIEZON® NO PAIN

- > Mimořádně hladký povrch zubů, maximální ochrana dásní a prakticky bezbolestné ošetření
- > 3- bodový dotykový ovládací panel – pro snadné a hygienické ovládání
- > Premium verze s 2 násadci (na obrázku)

Objednací kód
PREMIUM FT-194#PREMIUM 141 900 Kč

Objednací kód
STANDARD FT-194#STANDARD 107 900 Kč



PIEZON® 250 SAMOSTATNÝ PŘÍSTROJ S NOVÝM PIEZON® DESIGNEM

- > High-end výkon a bezpečnost v každé klinické situaci
- > Příjemný světelný asistent s kvalitou denního světla
- > Samostatný 350 ml zásobník na vodu (volitelně 500 ml)

Objednací kód
S LED SVĚTLEM FT-224# 66 900 Kč

Objednací kód
BEZ SVĚTLA FT-216# 56 900 Kč



PIEZON® 150 ULTRA KOMPAKTNÍ S NOVÝM PIEZON® DESIGNEM

- > Ovládání dotykem prstu pro jednoduché nastavení výkonu
- > Příjemný světelný asistent s kvalitou denního světla
- > Externí vodní filtr pro zvýšenou hygienu

Objednací kód
S LED SVĚTLEM FT-223# 46 900 Kč

Objednací kód
BEZ SVĚTLA FT-215# 36 900 Kč

PROPRACOVANÝ ŠVÝCARSKÝ DESIGN PRO ORIGINÁLNÍ METODU PIEZON® → NOVÝ **PIEZON® 250**



reddot design award



→ INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
VÝKONU DOTYKEM PRSTU

**"I FEEL
GOOD"**

EMS-DENTAL.COM

Piezon® je chráněnou značkou firmy EMS Electro Medical Systems SA, Švýcarsko

ORIGINÁLNÍ AIR-FLOW® PRÁŠKY

PRÁŠEK AIR-FLOW® PLUS PLUS PRO SUB- I SUPRAGINGIVÁLNÍ PROFYLAXI

> Pro bezpečné, efektivní a komfortní odstraňování povlaku a pigmentu za každé situace



- > Obsahuje erytritol
- > Velikost částic ~ 14 μm
- > Balení 100 g

Objednací kód

DV-082

838 Kč

PRÁŠEK AIR-FLOW® PERIO SUBGINGIVÁLNÍ PRÁŠEK

> Pro odstraňování povlaku v subgingiválních prostorech



- > Obsahuje glycin
- > Velikost částic ~ 25 μm
- > Balení 120 g

Objednací kód

DV-070

728 Kč

PRÁŠEK AIR-FLOW® COMFORT OPTIMALIZOVANÝ KOMFORT PACIENTA

> Pro komfortní odstraňování supragingiválního povlaku a silných pigmentací



- > Obsahuje bikarbonát sodný
- > Velikost částic ~ 40 μm
- > Balení 250 g

Objednací kód

DV-106/CITRÓN

779 Kč

PRÁŠEK AIR-FLOW® SOFT ŠETRNÝ SUPRAGINGIVÁLNÍ PRÁŠEK

> Supragingivální použití při pravidelné profylaxi a recallu



- > Obsahuje glycin
- > Velikost částic ~ 65 μm
- > Balení 200 g

Objednací kód

DV-071

965 Kč

PRÁŠEK AIR-FLOW® CLASSIC ORIGINÁLNÍ AIR-FLOW® PRÁŠEK V 6 PŘÍCHUTÍCH

> Pro klasické použití originální metody AIR-FLOW®
- odstraňování supragingiválního povlaku a silných pigmentací

Objednací kód

1 PŘÍCHUŤ

DV-048/PŘÍCHUŤ

825 Kč

Objednací kód

TUTTI-FRUTTI

DV-048/A/TUT

825 Kč



- > Obsahuje bikarbonát sodný
- > Velikost částic ~ 65 μm
- > Balení 300 g
- > Balení Tutti-Frutti: Třešeň, černý rybíz, tropic, mentol

KONCOVKY EMS SWISS INSTRUMENTS^{PM}

SCALING A PERIO



KONCOVKA A

Odstranění subgingiválního kamene ve všech kvadrantech

DS-001A 2 900 Kč



KONCOVKA B

Čištění lingválních povrchů se silnými nánosy zubního kamene

DS-003A 2 900 Kč



KONCOVKA DPL3

Perio koncovka s diamantovým hrotem (velikost zrna 15 μm) pro hloubkové čištění s přímým náhledem

DS-065A 5 441 Kč



KONCOVKA PS

Jemný scaling a čištění kořenů

DS-016A 3 263 Kč



KONCOVKA PL3

Irigace a dezinfekce parodontálních chobotů – vhodná na recall

DS-032A 3 626 Kč



KONCOVKA HPL3

Perio koncovka s diamantovým hrotem (velikost zrna 70 μm) pro hloubkové čištění s přímým náhledem

DS-075A 5 441 Kč



KONCOVKA P

Odstranění supra- a subgingiválního kamene ve všech kvadrantech

DS-011A 3 263 Kč



KONCOVKA C

Čištění vnějších povrchů se silnými nánosy – obzvláště vhodný i na odstranění zbytků bondu, např. v ortodontcii

DS-002A 2 900 Kč



KONCOVKA PI

Efektivní a šetrné čištění implantátů a jiných náhrad



KONCOVKA PL1/PL2

Subgingivální čištění – obzvláště vhodná na těžko přístupné interproximální prostory



KONCOVKA PL4/PL5

Koncovka s kuličkou na konci (> 0,8 mm průměr) na subgingivální čištění ve furkacích a konkavitách

PI STARTER KIT

4 koncovky PI
1 držák koncovek (120°)
1 plochý klíč

FS-295# 7 950 Kč

PI REFILL

4 koncovky PI

DT-065A 3 989 Kč

PL1 – zahnutá doleva PL2 – zahnutá doprava PL4 – zahnutá doleva PL5 – zahnutá doprava

DS-030A 4 352 Kč

DS-031A 4 352 Kč

DS-033A 4 352 Kč

DS-034A 4 352 Kč

PREPARACE KAVIT



KONCOVKA SM

Koncovka s částečně diamantovým hrotem na preparaci mesialních kavit – bez poškození přilehlého zubu

DS-051A 5 078 Kč



KONCOVKA SB

Koncovka s částečně diamantovým hrotem na otevření malých okluzálních a bukálních defektů

DS-057A 4 352 Kč



KONCOVKA SD

Koncovka s částečně diamantovým hrotem na preparaci distálních kavit – bez poškození přilehlého zubu

DS-052A 5 078 Kč



KONCOVKA SBM

Koncovka s částečně diamantovým hrotem na dokončení okrajů interproximálních mesialních kavit

DS-060A 4 352 Kč



KONCOVKA VE

Koncovka s diamantovým hrotem na preparaci fazet – jasné ohraničení okrajů Preparace s maximální ochranou dásní a přilehlého zubu

DS-064A 5 078 Kč



KONCOVKA SBD

Koncovka s částečně diamantovým hrotem na dokončení okrajů interproximálních distálních kavit

DS-061A 4 352 Kč



KONCOVKA PF

Koncovka s diamantovým hrotem na čištění a rozšíření fisur

DS-062A 5 078 Kč

KONCOVKY EMS SWISS INSTRUMENTS^{PM}

ENDODONCIE



KONCOVKA RT1

Koncovka s diamantovým hrotem na lokalizaci kořenového kanálku a odstranění kalcifikací v korunkové třetině kořenového systému

DS-066A 5 441 Kč



120° ENDO KLEŠTINA

Na flexibilní použití různých endo nástrojů, obzvláště vhodný ve frontálním a premolárním úseku

DS-010A 3 626 Kč



180° ENDO KLEŠTINA

Na uchycení zahnutých endo nástrojů jako RT3, RE2 a Berutti

DS-069A 3 626 Kč



KONCOVKA RT2

Koncovka s diamantovým hrotem na odstraňování záhybů a jiných překážek, jako i na tvarování rovného kanálku pro lepší přístup k zalomenému nástroji

DS-067A 5 441 Kč



90° ENDO KLEŠTINA

Na flexibilní použití různých endo nástrojů, obzvláště vhodný v molárním úseku

DS-012A 3 626 Kč



PLOCHÝ KLÍČ

Na uchycení koncovek ve všech kleštinách

DT-018 722 Kč



KONCOVKA RT3

Velmi dlouhá koncovka potažená nitridem titanu na odstraňování úlomků. Používá se s 120° a 180° kleštinami

5 ks balení **DT-062** 6 893 Kč



KONCOVKA BERUTTI

Koncovka s částečně diamantovým hrotem na retrográdní preparaci kořenového kanálku. Používá se s 120° a 180° kleštinami

5 ks balení **DT-060** 6 893 Kč



KONCOVKA RE2

Koncovka potažená nitridem na retrográdní preparaci kořenového kanálku. Používá se s 120° a 180° kleštinami

5 ks balení **DT-061** 6 893 Kč



KONCOVKA ESI

Hladká NiTi koncovka na efektivní čištění a irigaci kořenového kanálku - používá se s 90° a 120° kleštinami

ESI STARTER KIT


6 koncovek ESI (ISO15)
1 kleština (120°)
1 plochý klíč

FS-279# 6 135 Kč

ESI REFILL

6 koncovek ESI (ISO15)

DT-069A 2 174 Kč



ENDODONTICKÉ K-FILES

Tvarování, čištění a dezinfekce kořenového kanálku

6 endodontických koncovek ISO 15	(Bílé)	DT-006	722 Kč
6 endodontických koncovek ISO 20	(Žluté)	DT-007	722 Kč
6 endodontických koncovek ISO 25	(Červené)	DT-008	722 Kč
6 endodontických koncovek ISO 30	(Modré)	DT-009	722 Kč
6 endodontických koncovek ISO 35	(Zelené)	DT-010	722 Kč

RESTORATIVNÍ OŠETŘENÍ



KONCOVKA SP

Cementování keramických inlejí, onlejí a fazet (bez SP krytek)

1 koncovka SP **DS-015A** 3 989 Kč

6 krytek SP **EL-063** 1 085 Kč

PRODUKTY PIEZON MASTER SURGERY®

PIEZON MASTER SURGERY® TECHNOLOGIE TOUCH AND GO

- > Preciznost, bezpečnost, výkon a inteligence - top vlastnosti pro trvalé výsledky v chirurgii
- > Hygienický dotykový panel pro rychlé a přesné nastavení
- > Mimořádná přesnost při výrobě koncovek pro optimální kvalitu a bezpečnost
- > Stabilní těžiště kmitání pro maximální přesnost řezu
- > Maximální teplota koncovek 33 °C po dobu provozu

PIEZON® SURGERY
**SAVES
CELLS**




















Objednací kód

FT-172#

169 000 Kč

ORIGINÁLNÍ KONCOVKY EMS SWISS INSTRUMENTS™ SURGERY KONCOVKY PRO KAŽDOU CHIRURGICKOU APLIKACI

 SC DS-100A 5 078 Kč	 SL1 DS-101A 6 530 Kč	 SL2 DS-102A 6 530 Kč	 SL4 DS-104A 5 078 Kč	 SL5 DS-115A 6 530 Kč
 SL6 DS-116A 4 352 Kč	 BCL DS-106A 6 530 Kč	 BCR DS-107A 6 530 Kč	 PE2 DS-118A 6 530 Kč	 PE3 DS-119A 6 530 Kč
 MB1 DS-120A 6 530 Kč	 MB2 DS-121A 6 530 Kč	 MB3 DS-122A 6 530 Kč	 MB4 DS-123A 6 530 Kč	 MB5 DS-124A 6 530 Kč
 MB6 DS-125A 6 530 Kč	 EX1 DS-111A 5 441 Kč	 EX2 DS-112A 5 078 Kč	 EXR DS-113A 5 078 Kč	 EXL DS-114A 5 078 Kč

Dentamed

Dentamed (ČR), spol. s r.o.

Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 266 007 111
info@dentamed.cz / www.dentamed.cz