

A black and white photograph of a modern dental treatment chair. The chair features a dark, upholstered seat and backrest with visible stitching. Several large, semi-transparent gray circles highlight specific parts of the chair: one on the headrest area, one on the side support arm, one on the backrest, and one on the seat. The background is blurred, showing a dental office environment.

A-dec 500

A-DEC.COM/500EXPERIENCE

a[®]dec

VĚŘÍME.



Umožní vám odvést tu nejlepší práci.

Věříme v posouvání stomatologické komunity kupředu.

Věříme, že v jednoduchosti je elegance, znalosti jsou naprosto zásadní a že hluboké porozumění je základem všeho, co děláme.

Věříme v inovaci. V pohodlné sladění práce a soukromého života. A v právo na přebytek energie na konci dne.

Ve společnosti A-dec věříme v to, že je třeba zubním lékařům umožnit soustředit se na to skutečně nejdůležitější: na vaše pacienty.



ÚVOD
Systém A-dec 500

SEZNAMTE SE S NOVINKOU A-DEC 500.



Legenda, nově definovaná.

Ve světě komplexních technologií a hluku vám přinášíme inteligentní jednoduchost a neomylný klid duše. Nový systém A-dec 500 navržený tak, aby fungoval holisticky a intuitivně, se těší přesune do pozadí a přitom reaguje na každý vaš pohyb, bez nutnosti jediného pozastavení se. Seznamte se s novou úrovni A-dec 500.

OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP Přiblížte se a umístěte vše, co potřebujete, na dosah ruky.

PRUŽNÁ INTEGRACE Vše, co potřebujete dnes, s flexibilním designem, který vám umožní nakonfigurovat si klinické nástroje podle vaší volby.

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ Přizpůsobitelné a se snadnou navigací. Přidejte si další nástroje již nyní, nebo později. Vše máte pod kontrolou.

VYSOCE KVALITNÍ PEČE Pohodl a stabilita přispívají k mnohem lepšímu počítu pacienta.



OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP
Systém A-dec 500

[01]

ZAŽIJTE OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP.

Dokonalá blízkost.

Vše, co potřebujete, můžete snadno polohovat a mít pohodlně na dosah. Přiblížte-li se k pacientovi, vaše držení těla je zdravé, pohled neríticím omezen a nutnost natahovat ruku minimální. Je úžasné, jak čas letí, když se cítíte pohodlně.

SNADNÉ NASTAVENÍ.



Svoboda soustředit se.

Je to pravda. Své nástroje můžete aktivovat, deaktivovat, polohovat a ukládat bez toho, abyste museli odvrátit zrak od prováděného zákroku, a bez vědomého přemýšlení. Dali jsme si záležet, abychom vybavení a technologie ponechali jednoduché a umožnili vám zachovat si tvář v tvář pacientům sebejistotu.

POZITIVNÍ POLOHOVÁNÍ Hladce a přesně umístěte unit tam, kde jej potřebujete, a jednoduše se spolehněte, že tam zůstane.

NASTAVENÍ JEDNOU RUKOU Snadno a lehce nastavte polohu stomatologického unitu jednou rukou – nebo prstem, chcete-li.

PROVEDENÍ PRO OBĚ RUCE. Z nastavení unitu pro pravorukou obsluhu na levorukou přejdete během několika sekund. Centrálně umístěná rukojet a obrazovka jsou dosažitelné a viditelné z obou stran.

OVLÁDACÍ PANEL DELUXE PLUS S ohledem na nekomplikovanou jednoduchost použití dynamicky zobrazuje pouze funkci, ve které se právě nacházíte.

AUTOMATICKÉ BRZDĚNÍ Uchopte rukojet a brzdu flexibilního ramena se automaticky uvolní. Tuto vlastnost nazýváme hladkou aktivaci, můžete ji však prostě označit za snadnou a jednoduchou.



OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP
Systém A-dec 500

POLOHOVÁNÍ BEZ KOMPROMISŮ.



OPĚRKA HLAVY V DOKONALÉ POLOZE

Přístupové úhyly mohou být tím, co představuje rozdíl mezi dlouhým dnem a dobrým dnem. Opěrka hlavy A-dec 500 se nastavuje stisknutím páčky, takže optimální viditelnost ústní dutiny je jen na vás.

TENKÉ FLEXIBILNÍ OPĚRADLO

Díky pro společnost A-dec typickému ultra tenkému opěradlu a opěrce hlavy můžete pracovat v pohodlné poloze s nohami pod pacientem a s lokty u těla.



OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP Systém A-dec 500

POLOHOVATELNÝ OVLÁDACÍ PANEL DELUXE PLUS

Obrazovku lze naklonit a rameno otočit tak, aby ji bylo možné sledovat z různých úhlů. Jelikož rameno stomatologického unitu můžete přesunout do polohy pro pravoručou či levorukou obsluhu, dosáhnete ideální viditelnosti z kterékoli strany otočného unitu.

HADIČKA S PRODLUŽENÝM DOSAHEM

Delší hadičky nástrojů snižují odpor a únavu v průběhu zákroku.
(K dispozici u typu A-dec Continental®)

ODSTRANITELNÝ DRŽÁK TÁCKU

Na integrovaný, stohovatelný, přizpůsobitelný tácek můžete odložit vše, co potřebujete, a přitom chytře využít prostor operačního sálu.



PRUŽNÁ INTEGRACE
Systém A-dec 500

[02]

VYZKOUŠEJTE SI PRUŽNOU INTEGRACI.

Prozírávý design.

Produkty společnosti A-dec jsou navrženy s ohledem na velmi dlouhou životnost, technologie se však neustále mění. Díky flexibilnímu a prozírávěmu designu systém A-dec 500 zdokonalí vaši ordinaci dnes – a poroste spolu s ní zítra.

OBRATNÉ POHYBY.

“

Tento stomatologický unit zbožňuji! Pohybuje se tak lehce, v ruce se zdá být lehký jako pírko a integrované technologie jej činí efektivním a snadno použitelným.

MEGAN NEVILLS, DMD
ALOHA, OREGON, USA

”



Oprávněná volba.

Pilně jsme pracovali na tom, abychom zajistili, že nový stomatologický unit A-dec 500 bude připraven na integraci s většinou klinických zařízení, takže můžete k práci použít nástroje podle vlastní volby. Dokonce i s tím, jak se budou cíle vaší ordinace vyvíjet, budete mít možnost změnit konfiguraci unitu a využívat nové možnosti.

PŘIZPŮSOBITELNÉ UMÍSTĚNÍ Díky šesti pozicím na otočném unitu můžete integrovat prakticky jakoukoliv kombinaci, jakou si usmyslíte, počínaje kamerami a odstraňovači zubního kamene a konče vytváracími světly a elektromotory.

NASTAVITELNÉ DRŽÁKY NÁSAD Každá pozice je pohyblivá, takže můžete naklánět násadce směrem dolů pro jejich snadné uchopení, pokud je používáte, a s ohledem na bezpečnost je vracet ve svíslé poloze, pokud nejsou.



PRUŽNÁ INTEGRACE
Systém A-dec 500


DOKONALÁ ORDINACE.



Kombinuje řeznou výkonnost a kontrolu elektrických nástrojů s hmatovou zpětnou vazbou vzduchových nástrojů.

MICHAEL VAN GORDON, DMD PC

ST. HELENS, OR, USA



Silné jako elektrické. Lehké jako vzduchové.

JEDEN NÁSADEC, VÍCE APLIKACÍ Primea™ Advanced Air® společnosti W&H® je celosvětově prvním vzduchem poháněným vysokorychlostním násadcem s nastavitelnou rychlosí frézky a konstantní rychlosí odstraňování – dokonce i při zvyšujícím se tlaku. Tato oceňovaná nová technologie integrovaná se systémem A-dec 500® je kompaktní a lehká, současně však výkoná a přesná. Senzor v hlavici

násadce neustále měří rychlosí otáčení frézky na zubu, přičemž ihned upravuje přívod vzduchu tak, aby byla vždy zachována maximální účinnost oséření. S jediným násadcem můžete účinně uskutečnit plny rozsah vysokorychlostních zákonků, což vaši ordinaci otevírá zcela nové možnosti. Kdo tvrdí, že dokonalost je nedosažitelná?



PRUŽNÁ INTEGRACE
Systém A-dec 500

*Volitelná modernizace.
Frézky jsou prodávány samostatně.



[03]

VYZKOUŠEJTE SI INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ.

*Předvídatelný
a intuitivní.*

Je to nevyřízeno, ale cítíte to. To „bezstarostné“ opětovné zjištění, že je vaše vybavení předvídatelné, responzivní a intuitivní, přičemž doplňuje každý zručný pohyb. Takže se můžete soustředit na to nejdůležitější: na vašeho pacienta.

INSPIROVANÁ SEBEJISTOTA.



Jednoduše citlivý.

Vestavěné detaily a holistické ovládání vám umožní hladký přístup, aktivaci a deaktivaci vašich klinických nástrojů a zařízení bez toho, abyste o tom museli vědomě přemýšlet. Vybavení v podstatě přestane existovat, což vám umožní soustředit se jen na stomatologii.

INTELIGENTNÍ OBRAZOVKA Vizuální, ovládací prvky ve formě ikon zobrazují pouze ta nastavení, která potřebujete.

AUTOMATIZOVANÁ AKTIVACE Indikace se na obrazovce aktivuje, jakmile vezmete nástroj do ruky.

LED INDIKÁTOR CHLAZENÍ Rozsvítí se, jakmile násadec zvednete z držáku, takže můžete bez zbytečných pochybností provést nastavení.

NASTAVENÍ PRO DVA UŽIVATELE Ke svým osobním nastavením na sdíleném vybavení můžete přejít jediným dotykem.



INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ
Systém A-dec 500

MODERNÍ JEDNODUCHOST.

*Bez zbytečností
a bez komplikací.*

Nový ovládací panel Deluxe Plus minimalizuje vše nepodstatné a dynamicky zobrazuje pouze to, co potřebujete, když to potřebujete, podle zájimu nebo úkonu, ke kterému se chystáte. Důvěrně známý skleněný ovládací panel pro aktivaci jemným dotykem lze také snadno dezinfikovat.

Čistota a jednoduchost.



**UŽIVATELSKÉ
NASTAVENÍ A/B**
Programovatelná
nastavení jsou k dispozici
pro dva uživatele
(označené jako A a B).



NASTAVENÍ PAMĚTI NÁSTROJE

Nastavte si specifické rychlosti frézky na násadách Advanced Air. Tato v paměti uložená přednastavení můžete použít také pro další kompatibilní nástroje.

REŽIM NÁSADCE

Advanced Air nebo základní? Jednoduše přepněte mezi režimy provozu násadce.

VODNÍ CHLAZENÍ
Aktivaci či deaktivaci můžete provést na obrazovce nebo pomocí nožního ovládání. Světlo označuje polohu násadce.



[04]

VYZKOUŠEJTE SI VYSOCE KVALITNÍ PĚČI.

*Elegantní, avšak
s účinnou podporou.*

Jemné pohodlí s účinnou podporou
zabaví vaše pacienty úzkosti
a nabídne jim pozitivní zkušenost,
která vás odliší od ostatních.

NEUSTÁLÉ POHODLÍ.



Podpora celého těla.

Je pohodlí pocit nebo věda? Obojí. Díky snížení počtu tlakových bodů a zjednodušení poskytované podpory prostřednictvím vědeckého mapování tlaku nabízí systém A-dec 500 naprosté pohodlí pro pacienta během zákoků. A když se váš pacient uvolní, uvolníte se i vy.

POSUVNÁ OPĚRKA HLAVY S DVOJITÝM KLOUBEM Přizpůsobte ji vašemu pacientovi pro neustálou podporu.

ELEGANTNÍ OPĚRKA ZAD Použití pružné tenké opěrky má svůj smysl. Tvar rejnoka odraží anatomii těla pacienta a nabízí plnou podporu, zatímco vám ponechává prostor pro pohyb v těsné blízkosti.

BEZPEČNÉ OPĚRKY RUKY Poskytují podporu pacientům, když ji potřebují, a odsunou se, aby nepřekážely, pokud je potřeba.

NÁKLON PODNOŽKY Při sklopení křesla se podnožka nepostřehnutelně zvedne na plných 23 cm (9 palců) a vytvoří dojem jemného kolébání. Vše, co váš pacient cítí, je uvolněnost.



VYSOCE KVALITNÍ PÉČE
Systém A-dec 500

POZORNÝ DESIGN.

OKAMŽITÉ POHODLÍ

Není úlohou pacienta, aby si našel pohodlnou polohu na křesle. Za to zodpovídáme my. Proto jsme systém navrhli tak, aby poskytoval podporu pro celé tělo pacienta od okamžiku, kdy se posadí.



ÚČELNÁ POLOHA

Čtyři nastavitelné body otáčení na opěrce hlavy poskytují pacientovi podporu z jakéhokoliv úhlu.

JEMNÝ ROZJEZD/ZASTAVENÍ

Přesný hydraulický pohyb umožňuje tiché, jemné zastavení a rozjezd během nastavení polohy pacienta a eliminuje tak úzkost způsobovanou trhanými pohyby. Společně s virtuálním čepem, který synchronizuje pohyb s přirozeným pohybem pacienta, přispívá k tomu, že nemusíte při sklápení nebo návratu křesla dodatečně upravovat polohu.

SNADNÉ NASEDÁNÍ I SESEDÁNÍ

Robustní opěrky rukou s více polohami poskytují pevnou podporu pro pacienty během nasedání i sesedání.



PEVNÁ KONSTRUKCE

Pevná konstrukce redukuje pohybem způsobené vibrace vůči vám i vašemu pacientovi.



VYHOVUJE ŠIROKÉ
ŠKÁLE VELIKOSTÍ
PACIENTŮ



ZVÝŠENÁ NOSNOST AŽ
227 KG (500 LIBER)



CENTRÁLNĚ UMÍSTĚNÁ
RUKOJEŤ STOMATOLOGICKÉHO
UNITU V PROVEDENÍ PRO OBĚ
RUCE A OBRAZOVKA



VYSOKÉ KVALITNÍ PĚČE
Systém A-dec 500



[05]
POŘIĎTE SI JEJ.

Na míru šitá individualita.

Barva a styl, volby stomatologických unitů, nožní ovladače a nástroje. Zasloužíte si možnost pracovat svým vlastním způsobem, a to až do posledního stehu. Ve společnosti A-dec věříme v možnost volby.

PRACUJTE SVÝM VLASTNÍM ZPŮSOBEM.

*Volby stomatologických
unitů odpovídající
způsobu, jakým
ošetřujete.*

Tato rovnice má tři strany: vás, váš stomatologický tým a vaše pacienty. Společnost A-dec vám poskytuje možnosti zvolit si uspořádání, které funguje takovým způsobem jako vy, a přitom nabízí pohodlí a uklidnění pro vaše pacienty. Není to to, co všichni chceme?



POHODLNÁ ERGONOMIE VE VŠECH SMĚRECH.
Stomatologický unit 533 Continental, diskový nožní ovladač, světlo 572L LED.



SEJDE Z OČÍ, SEJDE Z MYSLI.
Stomatologický unit 541 12 o'clock, páčkový nožní ovladač, operační konzola A-dec Inspire® 591.



INTEGROVANÉ A ZJEDNODUŠENÉ.
Stomatologický unit 532 Traditional, páčkový nožní ovladač, světlo 572L LED.

POŘIĎTE SI JEJ
Systém A-dec 500

VÁŠ STYL, VAŠE VOLBA.



Barvy prošíváneho čalounění



NAVRHNĚTE SI SVOJÍ ORDINACI
A-DEC-INSPIRE-ME.COM

V případě prošíváneho čalounění je standardně dodáváno kontrastní stehování.

Barvy tvarovaného čalounění



PORIČTE SI JEJ
Systém A-dec 500

PRUŽNÉ VOLITELNÉ MOŽNOSTI.

▼ Stomatologické unity



▲ Stomatologické unity

▲ Tácek

▲ Čalounění

▼ Stomatologické unity



Věříme v možnost volby.

Jelikož žádní dva lékaři nejsou zcela stejní, volitelné možnosti našeho vybavení vám umožní sestavit si to nejefektivnější uspořádání pro vás a vaš tým.

▼ Operační světla



12 o'clock



Připevnění ke křeslu

▲ Asistentské držáky



12 o'clock



Připevnění ke křeslu

▲ Nožní ovladače

▼ Konzoly monitoru



▲ Plivátka



▲ Integrované nástroje a zařízení

POŘIĎTE SI JEJ
Systém A-dec 500

TECHNICKÉ ÚDAJE A PODROBNOSTI.

Zubařské křeslo A-dec 511

Základní rozsah výšek	Nejnižší bod: 343 mm (13,5 palce), 368 mm (14,5 palce) s duální konzolou A-dec 300. Nejvyšší bod: 800 mm (31,5 palce)
Opěrka zad	Ultra tenká 25 mm (1 palce) pružná opěrka zad* (*při použití tvorovaného žalounění)
Opěrka hlavy	Posuvná opěrka hlavy s dvojitým klubem, uvolnění pomocí páky
Opěrky rukou	Opěrky rukou se 2 polohami
Otočný čep křesla	60° (30° na každou stranu od středu)
Zdroj napájení	300 W
Ovládání křesla	Ovládací panel na stomatologickém unitu nebo nožní spínač
Zvedací systém	Hydraulický pohon s jemným rozjezdem/zastavením
Styl úchytu	Systém Radius vlevo/vpravo Vyhrazený úchyt spojky vlevo/vpravo
Volby žalounění	Prošívané nebo tvarované
Měrné zatištění UL	Dle UL dimenzováno pro maximálně 227 kg (500 liber) tělesné hmotnosti pacienta (měrné zatištění je založeno na potazdavcích UL4X (907 kg/2 000 liber) přetížení při statickém testování)

Operační světla

	Světlo 500 LED		
Barevná teplota	5 000 K		
Osvětlená plocha	95 mm × 145 mm při ohniskové vzdálenosti 700 mm (3,8 palce× 5,7 palce při 27,6 palce)		
Intenzita světla (volba režimu)	Nízká: 15 000 luxů (1 394 fc) Střední: 25 000 luxů (2 323 fc) Vysoká: 30 000 luxů (2 787 fc) Režim zabraňující vytváření: 23 000 luxů (2 137 fc), žluté světlo		
Energie v BTU za hodinu	77		
Spotřeba energie	22 W		
Ovládání světla	Ovládací panel, místní ovládání nebo automatické zap./vyp. pomocí předvoleb křesla		
Očekávaná životnost zdroje světla	>40 000 hodin		
Konzoly monitoru	A-dec 482	A-dec 381	A-dec 382 s montáží na systém Radius
Styl náklonu	Samoaretační	Samoaretační	S ruční aretací
Maximální hmotnost plochého monitoru	9 kg (20 lb)	9 kg (20 lb)	14 kg (31 lb)
Náklon úchytu monitoru	±45°	±45°	±45°
Umístění úchytu	Spojka světla	Spojka světla	Křeslo (jednoduché nebo dvojitě)

Blok podpory

	Blok podpory 461	
	Standardně	Volitelně
Plivátko (s programovatelným plněním kelmu a časovačem oplachu mísy)	Skelní keramika	
Otačení plivátka	±45°	
Rozvod vody	Žádné	Láhev o objemu 2 litry
Možnost použít separátoru amalgámu	Ano (separátor amalgamu nebo láhev na vodu)	
Styl úchytu	Úchyt na zadním náboji vlevo/vpravo	
Úchyt světla/monitoru	Ne	Ne

Stomatologické unity

	500 Radius	500 12 o'clock, duální
Modely	A-dec 532 Traditional A-dec 533 Continental	A-dec 541 12 o'clock, duální
Standardně	Volitelně	Standardně
Ovládací panel	Deluxe Plus	Deluxe
Nožní ovládací	Tlačítko přídavného zařízení	S/bez vodního chlazení s výfukem vzduchu
Převod levá/vprává	Ano	Ano
Pozice držáku násadec	Traditional – 5 + pistole Continental – 5 + pistole	Traditional – 4 + pistole
Hadicí násadce	Silikon	Silikon
Intraorální světelny zdroj	Čtyřzdrojový	Čtyřzdrojový
Systém ramena	Poziční nastavení polohy, vyvážené flexibilní rameno se vzdutkovou brzdou	Manuální nastavení výšky
Možnosti úchytu	A-dec 511	Preference Collection A-dec Inspire, samostatný
Rukojeti brzd	---	Žádné
Rozvod vody	Láhev o objemu 2 litry	Láhev o objemu 2 litry
Integrace	Kabel USB 2.0 s délou 4,5 m (15 stop) / až 6 řidicích modulů	Kabel USB 2.0 s délou 4,5 m (15 stop) / až 5 řidicích modulů
	Napájený USB hub	Napájený USB hub

Nástroje asistenta

	551 – Nástroje asistenta			541 – Duální systém 12 O'Clock		545 – Nástroje asistenta 12 O'Clock
	Standardně	Volitelně	Standardně	Volitelně	Standardně	Volitelně
Vzduchová/vodní pistole		Pistole s rychlým odpojením (QD) Teplovodní pistole QD	Pistole QD	Teplovodní pistole QD	Pistole QD	Teplovodní pistole QD
Ovládací panel	Standardní ovládací panel		Žádné	Standardní ovládací panel	Žádné	Standardní ovládací panel
Nástroje odšávání	Hadicí EasyFlex 1 x odšáváčka silin (SE) 1x vysokovýkonné odšávání (HVE)	Vysokovýkonné odšávání (SE) 1 x odšáváčka silin (SE) 1 x vysokovýkonné odšávání (HVE)	1 x odšáváčka silin (SE) 1 x vysokovýkonné odšávání (HVE)	Vysokovýkonné odšávání (SE) 1 x odšáváčka silin (SE) 1 x vysokovýkonné odšávání (HVE)	1 x odšáváčka silin (SE) 1 x vysokovýkonné odšávání (HVE)	Vysokovýkonné odšávání (SE) 1 x odšáváčka silin (SE) 1 x vysokovýkonné odšávání (HVE)
Podtlaková hadička	EasyFlex		EasyFlex		EasyFlex	
Nastavení polohy	Vodorovné nastavení	Vodorovné a svislé nastavení	Manuální svislé nastavení	Manuální svislé nastavení	Manuální svislé nastavení	Manuální svislé nastavení
Umištění úchytu	Úchyt v zadní části křesla		Úchyt na skříně nebo podlaze	Úchyt na skříně nebo podlaze	Úchyt na skříně nebo podlaze	Úchyt na skříně nebo podlaze

TECHNICKÉ ÚDAJE
Systém A-dec 500

A legend, *redefined*

a-dec.com/500experience

Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 USA

Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě

Tel.: +1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu

Fax: +1 503 538 0276

a-dec.com

A-dec Austrálie

Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii

Tel.: +61 (0) 2 8332 4000 mimo Austrálii

A-dec Čína

Tel.: 400 600 5434 v Číně

Tel.: +86 571 89026088 mimo Čínu

A-dec Velká Británie

Tel.: 0800 233285 ve Velké Británii

Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británií



A-dec, logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius a reliablecreativesolutions jsou ochranné známky společnosti A-dec Inc. a jsou registrovány ve Spojených státech amerických a dalších zemích. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 a EasyFlex jsou rovněž ochranné známky společnosti A-dec Inc. Žádná z ochranných známek a žádny z obchodních názvů v tomto dokumentu nesmí být reprodukován, kopirován ani s nimi nesmí být jakýmkoli jiným způsobem načítáno bez výslovného písemného souhlasu vlastníka ochranné známky.

Některé symboly a ikony na ovládacích panelech jsou patentově chráněny společností A-dec Inc. Jakékoli použití těchto symbolů či ikon, vcelku i částečně, bez výslovného písemného povolení společnosti A-dec Inc. je přísně zakázáno.

Advanced Air®, Alegra®, Endea®, Proxeo®, Synea® a W&H® jsou registrované ochranné známky společnosti W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Rakousko). Primea™ je rovněž ochranná známka společnosti W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Rakousko).



a-dec