


KaVo ESTETICA® E30

Zamilujete se.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo ESTETICA® E30 – na co si jen vzpomenete.

KaVo ESTETICA® E30 – vypadá krásně, umí hodně.

KaVo ESTETICA E30 Vám nabízí nový rozměr systému Dental Excellence: esenci vysoké kvality výrobků KaVo, spolehlivosti a výkonnosti za výhodnou pořizovací cenu.

Jednoduché a intuitivní ovládání, bezpečný a hospodárny provoz – tím zajišťuje tato ošetrovací souprava každodenní pohodlí a efektivní vykonávání pracovních úkonů.

Chytré technické řešení – s láskou ke každému detailu.

Každý z detailů soupravy KaVo ESTETICA E30 je zaměřen na dosažení efektivity, flexibility a zajištění uživatelsky příjemného ovládání. Díky výbornému vzájemnému sladění jednotlivých součástí je provoz nákladově efektivní a vysoce spolehlivý. Integrované servisní funkce zaručují nízké náklady a provozní spolehlivost.

Volnost pohybu plně umožní uplatnění Vašeho stylu ošetrování – verze s dolním vedením hadic nástrojů.



Vždy podle Vás – jsou připraveny různé varianty vybavení

KaVo ESTETICA E30 má dvě řady výbavy: Essential Line – vysoce hodnotná základní výbava Evolution Line – pro ještě vyšší nároky.

KaVo ESTETICA E30 má připraveny obě verze vedení hadic nástrojů: dolní vedení hadic nástrojů horní (bičové) vedení hadic nástrojů

Dolní vedení hadic nástrojů – užijte si více volného prostoru.

Kompaktní pracoviště lékaře nabízí rozsáhlou volnost pohybu pro Vaše individuální postupy při ošetrování a pro zdravé, přirozené držení těla. Díky integrovanému displeji máte všechny funkce ideálně pod dohledem.

Horní (bičové) vedení hadic nástrojů – zkratka k Vaším zubařským nástrojům.

Vyvážené zubařské nástroje jsou k dispozici na dosah ruky. Velkoryse pojatá délka vytažení hadic nástrojů Vám poskytuje větší pružnost při polohování Vašeho stolku lékaře tak, aby se nacházel na místě, jež Vám nejvíce vyhovuje.


Neustále vše na dosah – verze s horním (bičovým) vedením hadic nástrojů.



Možnost změny levo/pravostranného provedení Vám dává velkou flexibilitu.

Levorukost je problémem všude tam, kde je svět uzpůsoben pro praváky. Souprava KaVo ESTETICA E30 je však zařízení vhodné pro obě strany! Za méně než dvě minuty lze soupravu KaVo ESTETICA E30 pomocí několika málo úkonů stranově obrátit, zleva doprava – zprava doleva.

Ať ji použijete v soukromé ordinaci, na velké klinice nebo v univerzitní praxi, souprava KaVo ESTETICA E30 bude vždy flexibilním partnerem.



Ideální pro praváky ...

... i pro leváky.

Těšte se na příští ošetření.

Spoléháte na svou intuici – Vaše pracoviště lékaře to dělá také.

Na stolku lékaře soupravy KaVo ESTETICA E30 se nachází vše tam, kde to potřebujete. Logika ovládání je naprosto jasná a jednoduchá. Pomocí tlačítek přímé volby a jednoznačného barevného schématu KaVo ovládáte své zubařské nástroje, křeslo a osvětlení rychle a snadno.

Stolek lékaře lze po technické stránce individuálně konfigurovat v souladu s Vašimi přáními. Pro tyto účely Vám řada Essential Line nabízí osvědčenou kvalitu s mikromotorem INTRA LUX KL 701 a s účinným odstraňovačem zubního kamene Scaler PIEZOsoft. Ještě vyšší úroveň komfortu nabízí řada Evolution Line s mimořádně malým, bezuhlíkovým mikromotorem INTRA LUX KL 703 LED s volitelnou endofunkcí a přístrojem LED-Scaler PiezoLED pro účinné a časově úsporné odstraňování zubního kamene.

Každá z variant výbavy nabízí pět individuálně konfigurovatelných nástrojových držáků a odkládací tácek, jenž může být namontován na pravé nebo na levé straně.


Pracoviště lékaře lze individuálně konfigurovat a snadno se ovládá.

Stolek lékaře a jeho vybavení – Vaše výhody přehledně:

- Jednoduché ovládání funkcí díky intuitivním tlačítkům přímé volby na ovládacím panelu
- Všechny informace přehledně a na první pohled – díky integrovanému displeji 6 x 3 cm
- Snadný průběh ošetření a uvolněné držení těla díky krátkým trasám při úchopu



Ať už se jedná o verzi se spodním vedením hadic nebo o verzi s horním (bičovým) vedením, jednoduše své pracoviště lékaře vždy můžete umístit tam, kde je to pro Vás nejpříjemnější.



Dobrá ergonomie při každém ošetření: díky malé výšce stolku, jež činí jen 45 cm, vyváženému otočnému ramenu a maximální délce 90cm vytažení hadic zubařských nástrojů.

Ošetřujte jednoduše tak, jak jste zvyklí.

Nezávisle na tom, zda ošetřujete vsedě nebo ve stoje – pracoviště lékaře soupravy KaVo ESTETICA E30 Vám vždy bude pomáhat svojí dobrou ergonomií.


Obě verze stolků Vám díky své ergonomické koncepci a pružným možnostem polohování zaručí vždy jednoduchý, plynulý a účinný postup při ošetřování.

Vždy připraveno – pro jakýkoli způsob ošetření.

Velkoryse pojatá délka vytažení hadic zubařských nástrojů Vám poskytuje rozsáhlou volnost pohybu, integrovaný zářezový mechanismus (volitelný pro konkrétní zubařský nástroj) zajišťuje komfort při ošetření. Otočná ramena jsou optimálně vyvážená. Střet s ramenem nesoucím světlo nebo s jinými zařízeními jsou díky malé výšce stolku minimalizovány.

Se SMARTdrive Vás nic nevytočí.

Přesný, efektivní a časově úsporný výkon práce Vám nabízí nové řízení motoru SMARTdrive s plnou trakční silou a s mimořádně bezvibračními rozběhovými vlastnostmi (i při nízkém rozsahu otáček od 100 ot./min) Díky širšímu rozsahu otáček lze nyní všechny násadce a kolénka použít podstatně variabilněji, což rozšiřuje oblast použití na každé kolénko.



Využijte vysoké trakční síly a bezvibračních rozběhových vlastností svého motoru KaVo SMARTdrive s rozšířeným rozsahem otáček 100 – 40 000 ot./min.

Vaši pacienti ji budou také milovat.

Dopřejte své ordinaci barvy.

Pro splnění Vašich individuálních přání a uplatnění Vašeho vlastního stylu nabízí KaVo výběr z mnoha barev. Vzniká tak maximální rozmanitost a vynikne kontrast se zářivě světlou dentální bělostí těla soupravy.




Dopřejte komfort i svým pacientům.


Vašemu pacientovi se dobře leží, cítí se příjemně a v důsledku toho se podstatně méně hýbe. Vaše výhoda: můžete pracovat výrazně efektivněji a dokážete se plně soustředit na průběh ošetření. Rovněž pacienti s vyšší tělesnou hmotností leží bezpečně a pohodlně.

Pohodlné a uvolněné je i Vaše držení těla při práci: nastavitelná výška Vašeho křesla pro pacienty v rozsahu od 350 mm do 830 mm zaručuje ergonomický průběh práce v jakékoli poloze během ošetření.

O mimořádné pohodlí Vašich ležících pacientů se stará ergonomické měkké polstrování.



Měkké polstrování je ergonomické a pohodlné.



Opěrku hlavy se 2 klouby lze rychle a jednoduše nastavit jednou rukou pomocí otočného knoflíku.

S nejnižší polohou 350 mm a nejvyšší polohou 830 mm můžete své křeslo pro pacienty nastavit optimálně pro každou situaci při ošetření.




Zamiluje si ji i Váš personál


Vaše ruce mají jinou práci

Veškeré funkce křesla a zubařských nástrojů ovládáte nohou – a Vaše ruce se mohou soustředěně a s plnou hygienou věnovat ošetření v pacientových ústech.

Nožní ovladač pracuje pouze pomocí pohybů zprava doleva. Takto můžete soustředěně pracovat a máte při tom zdravé a přirozené postavení nohou



Ergonomický a uvolněný výkon práce díky pohybu zprava doleva.



Kompaktní blok s plivátkem lze odklopit a umožnit tak Vaší asistentce lepší přístup k pacientovi. Plivátko otočné v rozsahu cca 225° (volitelné vybavení) nabízí Vaším pacientům zvýšený komfort.



Vaše asistentka má vše pod kontrolou – vše je rychle a bezpečně po ruce.

Díky svému velkému rozsahu otáčení je pracoviště asistenta u soupravy KaVo ESTETICA E30 vždy snadno dostupné a zajišťuje tak pohodlný a plynulý průběh práce.

Díky možnosti otočení bloku s plivátkem o 60° má asistentka vždy optimální a ergonomicky zdravý přístup k pacientovi.



Pracoviště asistentky – hladký, snadný průběh práce díky přehledným funkcím a tlačítkům přímé volby.



Čisto všude, kam se podíváte ...

Čistota, vždy a všude.

Důkladné a bezpečné čištění Vaší soupravy KaVo ESTETICA E30 je tak snadné, jak je to jen možné. Četné odnímatelné součásti, jako je plivátko, otočné rameno a silikonová podložka, umožňují rychle a bezpečně dosáhnout optimální hygieny. Jednoduchá výměna filtru a snadno čistitelné povrchy zaručují účinnost hygienických opatření a šetří Váš čas.



Vysoké nároky na hygienu ve Vaší ordinaci.

Souprava KaVo ESTETICA E30 splňuje vysoké nároky německé plynárenské a vodohospodářské organizace DVGW. Funkce trvalé dezinfekce pomocí roztoku antibakteriálního přípravku KaVo OXYGENAL 6 se stará o bezpečné hygienické podmínky každodenního provozu. Ještě vyšší úroveň zabezpečení hygienických podmínek nabízí přídavná ruční funkce intenzivní dezinfekce. Kombinace obou dezinfekčních funkcí zaručuje trvalou redukci choroboplodných zárodků.



Pro lepší životní prostředí – účinné čištění a dezinfekce pomocí přípravku DEKASEPTOL.

DEKASEPTOL účinně a spolehlivě pečuje o každodenní hygienu odsávacích systémů. DEKASEPTOL je biologicky odbouratelný.

Hygienické funkce – Vaše výhody přehledně:

- Každodenní perfektní hygiena bez nároků na čas díky spolehlivé funkci trvalé dezinfekce – vyhovuje požadavkům organizace DVGW
- Spolehlivá hygiena je zaručena i při delších prostojích díky vestavěné intenzivní dezinfekci
- Odnímatelné díly pro rychlou a snadnou údržbu a hygienu



Bezpečná trvalá dezinfekce pomocí roztoku přípravku KaVo OXYGENAL 6.



Bezpečná přídavná intenzivní dezinfekce zaručí dokonalé hygienické podmínky.



Dezinfekce bez kompromisů díky odnímatelným součástem, jako je např. silikonová podložka, nástrojový držák a plivátko, a díky snadné výměně filtru.

... jistota všude, kam se podíváte.

Blokování zpětného sání – chrání Vás i pacienty před kontaminací.

Aby při ošetření nemohlo dojít ke zpětnému nasátí kontaminované vody do KaVo ESTETICA E30, mají všechny zubařské nástroje a motory KaVo k dispozici inteligentní blokování zpětného sání. Takto je spolehlivě chráněn celý systém zásobování vodou a tím i Vy, Váš tým a Vaši pacienti.

Vždy na úrovni – díky aktualizaci softwaru.

Díky nejmodernější technologii, kterou je souprava KaVo ESTETICA E30 vybavena, je možno inovace a budoucí rozšíření vkládat přímo do soupravy prostřednictvím aktualizace softwaru. To zaručí, že Vaše souprava bude vždy na výši a Vaše investice je tak ochráněna i do budoucnosti.

Vaše investice je dobře ochráněna.

Souprava KaVo ESTETICA E30 zaručuje díky vysoké kvalitě svých součástí, své flexibilitě a efektivním servisním funkcím trvalou jistotu použití. Soupravu KaVo ESTETICA E30 je samozřejmě rovněž možno vybavit pro připojení k serveru centrální správy. Tento způsob umožňuje využít výhod preventivní údržby a zkrátit tak čas, o který by jste přišli v důsledku poruchy.

Made in Germany

– na to se můžete spolehnout.

Vsad'te na jistotu, nákupem soupravy KaVo ESTETICA E30 dostáváte kvalitu tu nejlepší kvalitu.



Essential Line – účinnost a spolehlivost.




Začátek s nejvyšší kvalitou


Nycole Starenka
Při zařizování ordinace se rozhodla pro soupravu KaVo ESTETICA E30 s vybavením Essential Line. To jí umožňuje již od počátku efektivně a spolehlivě pracovat a svým pacientům nabízet služby na nejvyšší profesionální úrovni. Klade sama na sebe i na vybavení, které používá, vysoké nároky a chce také učinit krok ke své vlastní praxi co možná nejehospodárněji.




1.



2.



3.



4.

Svoji ESTETICA E30 Essential Line si můžete vybavit řadou doplňků, které jsme pro Vás připravili. Některé z nich jsou již v základním vybavení, některé můžete dokoupit.

1. Světlo MAIA LED

- Teplota barvy 5.000 K velmi blízká dennímu světlu
- Světelné pole 170 x 85 mm
- Intenzita osvětlení 3.000 až 35.000 LUX

2. Mikromotor INTRA LUX KL 701

- Pohodlný výkon práce díky nízké hmotnosti a kompaktnímu tvaru
- Bezkomutátorová koncepce pro vysokou spolehlivost a snadnou údržbu

3. PIEZOsoft Scaler

- Vestavěný ultrazvukový odstraňovač zubního kamene
- Vysoce přesné a účinné čištění zubů pomocí kontrolovaných lineárních vibrací
- Výběr ze 3 různých hrotů

4. Polymerizační lampa Poly One

- LED lampa se světelným výkonem 800 mW/cm²
- Nastavitelná délka polymeračního procesu

5. Třífunkční stříkačka

- Odnímatelná a sterilizovatelná kanyla



Evolution Line – komfort a inovativní technologie.



Když chcete víc

Dr. Juan Guilherme Gonzales
Zvolil jsem se pro soupravu KaVo ESTETICA E30 s vybavením Evolution Line. Chci nabídnout svým pacientům přidanou hodnotu: zcela komfortní ošetření zubů. Sobě pak chci dopřát vysoce hodnotné a zcela moderní technické vybavení.




1.




2.



3.



4.



5.

V základní výbavě ESTETICA E30 Evolution Line najdete řadu z těchto doplňků, další si pak můžete doobjednat.

1. Světlo KaVoLUX 540 LED

- Přirozeně bílé světlo díky jedinečnému optickému systému s pěti nestejnobarevnými LED
- Intenzita osvětlení 8.000 až 40.000 LUX
- Rovnoměrné, přesně ohraničené světelné pole bez stínů. Volitelná teplota barev 4.000 až 6.000 K
- Inovativním COMPOSave režimem zabráňuje předčasnému vytvrzování světlem polymerujících výplňových materiálů

2. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED

- Pohodlná a neunavující práce díky o 30 %* nižší hmotnosti
- Optimální manipulace díky dokonale vyváženému těžišti (tělo motoru je o 25 %* menší)
- Bezkomutátorová koncepce pro snadnou údržbu a vysokou spolehlivost doplněná LED osvětlením s dlouhou životností
- Volitelně - integrovaný endorežim

*srovnání s modelem INTRA LUX KL 701

3. PiezoLED Scaler

- Vestavěný ultrazvukový odstraňovač zubního kamene s LED osvětlením
- Vysoce přesné, účinné čištění zubů pomocí kontrolovaných lineárních vibrací
- Funkce inteligentní zpětné vazby pro kontrolu výkonu
- Rozsáhlý sortiment hrotů
- 4 různé výkonnostní křivky speciální program pro endošetření

4. Polymerizační lampa Satelec

- LED lampa se světelným výkonem 1.300 mW/cm²
- 3 různé polymerační programy: standardní, pulzní režim a soft start

5. Třífunkční stříkačka

- Odnímatelná a sterilizovatelná kanyla i objímka
- Ergonomický tvar pro optimální manipulaci



Volitelné vybavení pro soupravu KaVo ESTETICA® E30.

	TM	S		TM	S
Křeslo pro pacienty			Pracoviště asistenta		
Měkké polstrování	●	●	S ovládacím prvkem Comfort	●	●
Trendelenburg	○	○	Venturiho Odsávání aerosolu	○	○
Opěradlo			Malá Venturiho savka	●	●
Progress	●	●	Odsávání aerosolu	●	● ¹
Opěrka hlavy			Savka na odsávání slin	●	● ¹
2-klobová s otočným knoflíkem	●	●	Třífunkční stříkačka One	○	○
Opěrka ruky			Třífunkční stříkačka	○	○
Vlevo	●	●	Polymerizační lampa One	○	○
Vpravo	○	○	Polymerizační lampa Satelec	○	○
Pracoviště lékaře			Držák tácu pro uchycení podnosu	○	○
1. Turbínková hadice	○	○	Otočné pracoviště asistenta	●	●
1. Mikromotor INTRA LUX KL 701	○	○	Těleso přístroje		
1. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED	○	○	Porcelánové plivátko	●	●
Třífunkční stříkačka One	●	●	VACUstop	●	● ²
Třífunkční stříkačka	○	○	Láhev na intenzivní dezinfekci, ruční	●	● ³
2. Turbínková hadice	○	○	Otočné plivátko	○	○
2. Mikromotor INTRA LUX KL 701	○	○	Boiler na teplou vodu	○	○
2. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED	○	○	Kryt láhve	●	●
SMARTdrive	●	●	Systém napájení		
Integrované řízení krouticího momentu (Endo)	○	○	Vodní blok, compact	●	●
PIEZOssoft Scaler	○	○	Systém odpadu		
PiezoLED Scaler	○	○	Venturiho systém suchého odsávání	x	x
Malý prohlížeč rentgenových snímků	○	○	Mokré odsávání s přímým odtokem	x	x
Uchycení podnosu US-Tray	x	x	Externí mokré odsávání	x	x
Uchycení podnosu 1 Norm-Tray	x	x	Ostatní		
Uchycení podnosu 2 Norm-Trays	x	x	Otáčivost doprava/doleva	○	○
			Centrální aktualizace softwaru	●	●
			Dentální světlo MAIA LED	○	○
			Dentální světlo KaVoLUX 540 LED	○	○
			Nástavbová tyč pro osvětlení	○	○
			Servisní box pro pacienty	○	○
			DEKASEPTOL Gel	○	○
			Hygienický balíček	○	○

● standardně ○ volitelně x nutno zvolit

1 Ve spojení s mokřím odsáváním s přímým odtokem a externím mokřím sáním
2 Ve spojení s mokřím odsáváním na principu Venturi a s externím mokřím odsáváním
3 Ve spojení s vodní láhví



KaVo. Dental Excellence.