

Dentamed

3shape



3shape

CAD CAM ordinační řešení

Dentální svět je digitální a Vy?

Ordinace

100 % pacientů preferuje digitální otisk

Komfort pro pacienty a stomatologa

Úspora času a peněz

Efektivní a přesná práce

Široké možnosti produkce



„Zatím jej používáme na ortodontické modely, které se nám nyní nehromadí v ordinaci, zabírají pouze nějakou paměť počítače a ZP je hradí stejně jako modely sádrové. S plánováním léčby začínáme, ale opět jde bez jakýchkoliv pochyb o úsporu času a odpadá přenášení karet a modelů. Standardem je skenování chrupu pacientů před sejmutím a zhotovení retence ze zlatého retainerového drátu, který se pro pacienty připraví v laboratoři, což je pro pacienta komfortní řešení. Chystáme se na nepřímé lepení ortodontických zámků a fóliová neviditelná rovnátka. Ještě je vhodné zmínit neošetřitelné malé pacienty, kteří odmítají otisk, ale fotit zuby si nechají. Následně na modelech můžeme v laboratoři zhotovit rovnátka. Zakoupení scanneru byla dobrá investice.“

MUDr. Gabriela Bartheldiová,
Pardubice

„Intraorální skener 3shape TRIOS plní v mé ordinaci zásadní funkci jako první stupeň digitalizace. Práce se skenerem je velmi rychlá a snadná. V porovnání s jinými skenery je práce mnohem jednodušší zejména díky automatickému odstraňování nechtěných struktur. Mezi výhody TRIOSu 3shape patří jeho hmotnost a rozměry, verze „wireless“ navíc nabízí velmi jednoduchou manipulaci a možnost přenášení mezi více ordinacemi. Již více než 10 let skenujeme a otiskovací hmoty máme jen v záloze. Těžko si dovedu představit návrat do minulosti. Digitalizace je nezbytným krokem vývoje v moderní stomatologii a skener 3shape TRIOS je rozhodně dobrá volba“.

MUDr. Petr Hajný, One Visit Dentistry
Praha


„Dlouhou dobu jsem nad pořízením skeneru 3Shape váhala, ale vzhledem k tomu, jak doba rychle pokračuje vpřed, tak mi byla celá myšlenka čím dál tím bližší. V současné době mám skener v ordinaci již jistou dobu a mohu rozhodně říci, že této investice nelituji. Skener ordinaci přinesl nejen zmenšení nákladů v rámci používaných materiálů, ale také jistý punc modernosti a záznamů stavů pacientů, kteří si často neuvědomují, jaký byl jejich stav před ošetřením či výkony. Nejsou to však pouze klady v samotné práci, co skener přináší, ale musím vyzdvihnout i jeho snadné ovládání a intuitivnost celého procesu. Skvěle funguje taktéž propojení s 3Shape laboratořemi, kdy odpadá přemíra papírování a vše je řešeno elektronickou formou. Osobně musím složit taktéž pochvalu a poděkování týmu, který se o provoz a zavedení skenerů ve firmě Dentamed stará, neboť za pouhé odpoledne mi bylo vysvětleno vše nutné a s dalšími dotazy není problém se na tým - pana Kodálíka, obrátit. Jednoduše mohu koupit skeneru 3Shape pouze a jenom doporučit.“

MUDr. Pavla Hrušková,
Litoměřice

„Za moji ordinaci mohu říci, že jsme se skenerem TRIOS maximálně spokojeni. Konečně se blížíme tomu, že budeme mít ordinaci bez otiskování, což doufám naši pacienti ocení. Dále se zbavíme obrovského množství modelů, které jsme museli dříve archivovat po dobu 5 let. S dodáním a zaškolením od firmy Dentamed jsme byli maximálně spokojeni.“

MUDr. Sylva Saiřtová,
Litoměřice

TRIOS v čase nestárne, ale sílí



Představení produktů TRIOS

TRIOS 3 Basic

Digitální otisk



Vstup do světa CAD/CAM

- černobílé nebo barevné skenování
- export otevřených dat .stl
- odesílání do laboratoře
- detekce barvy zubu

TRIOS 3

Ortodoncie a implantologie



Nové možnosti skenování

- barevné skenování
- export otevřených dat .stl
- odesílání do laboratoře
- detekce barvy zubu

- + doplňkové softwarové aplikace
- + vlastní výroba
- + možnost bezdrátové verze
- + ortodoncie, implantologie

TRIOS 4

Diagnostika




Komplexní diagnostický nástroj

- barevné skenování
- export otevřených dat .stl
- odesílání do laboratoře
- detekce barvy zubu
- doplňkové softwarové aplikace
- vlastní výroba
- možnost bezdrátové verze
- ortodoncie, implantologie

- + diagnostika interproximálních kazů
- + diagnostika povrchových kazů

Vstupte do světa CAD/CAM s TRIOS Basic



Umělá
inteligence
skenování



Export
stl. dat



Detekce
barvy zubů



Černobílé
skenování



Barevné
skenování




TRIOS 3 Basic nabízí stejnou technologii skenování jako všechny ostatní modely TRIOS 3. Je zde možnost exportu souborů .stl, které následně můžete zasílat do všech digitálních laboratoří. TRIOS 3 Basic přichází s jedinečnými funkcemi jako je Ai (odstraňuje nepotřebné měkké tkáně při skenování, což usnadňuje skenování), nebo měření reálných barev a odstínů. Nezahrnuje však doplňkové aplikace jako jsou TRIOS Patient Monitoring, TRIOS Treatment Simulator, Smile Design a ortodontické software. TRIOS 3 Basic lze vždy upgradovat na model TRIOS 3, který již tyto aplikace umožňuje. K variantě Pod je vždy potřeba dokoupit PC certifikované společností 3shape.

Roční licence TRIOS 3 Basic: **38 478 Kč**

Doporučená cena od: **432 878 Kč**

Posuňte možnosti skenování s TRIOS 3



Umělá
inteligence
skenování



Export
stl. dat



Detekce
barvy zubů



Barevné
skenování



Možnost
vlastní
produkce



Doplňkové
aplikace




Bezdrát.
provedení



První bezdrátový intraorální skener na světě ... a mnohem víc než jen digitální otisk. TRIOS 3 Vám umožní jít ve skenování mnohem dále pomocí dalších nástrojů pro komunikaci s pacienty a širokou škálou vlastních výrobních možností, které zajistí, že Váš skener poroste stejně jak poroste Vaše praxe. Zahrnuje doplňkové aplikace jako jsou TRIOS Patient Monitoring, TRIOS Treatment Simulator, Smile Design. Můžete získat vlastní výrobní možnosti s celou řadou doplňkového softwaru TRIOS, který umožní růst vašeho podnikání a nabídne atraktivní služby. K variantě Pod je vždy potřeba dokoupit PC certifikované společností 3shape.

Roční licence TRIOS 3 Basic: **51 304 Kč**
Doporučená cena od: **862 549 Kč**

Od skenování po diagnostiku kazů s TRIOS 4



Umělá
inteligence
skenování



Export
stl. dat



Detekce
barvy zubů



Barevné
skenování




Možnost vlastní
produkce




Doplňkové
aplikace



Bezdrátové
provedení



Detekce inter-
prox. kazů



Detekce
povrch. kazů



Inteligentní
koncovka




Intraorální skenovací řešení TRIOS 4 umožní posunout stomatologii za zaběhlé hranice.

Nový model TRIOS 4 kombinuje zavedenou špičkovou technologii skenování s průlomovou diagnostickou technologií, která pomůže detekovat povrchové i interproximální kazy. Není třeba žádné další skenovací zařízení. TRIOS 4 má zabudovanou fluorescenční technologii, která pomáhá při identifikaci možných kazů. Inteligentní smart koncovka pomůže při identifikaci možných interproximálních kazů, které nejdou rozpoznat okem a to vše bez jakéhokoliv škodlivého záření. K variantě Pod je potřeba dokoupit PC certifikované společností 3shape.

Roční licence TRIOS 3 Basic: **51 304 Kč**

Doporučená cena od: **1 032 493 Kč**

Akční nabídka TRIOS 3 Basic Mono a HP Z Book



Umělá
inteligence
skenování



Export
stl. dat



Detekce
barvy zubů



Černobílé
skenování



499 800 Kč
včetně DPH




Srovnání produktů TRIOS

Srovnání modelů	TRIOS 4	TRIOS 3	TRIOS 3 Basic
 Generace skeneru	4. generace	3. generace	3 generace
 Ai (umělá inteligence)	✓	✓	✓
 Přesnost 3shape	✓	✓	✓
 Reálné barvy a měření odstínu	✓	✓	✓
 Připojení	Bezdrátové a drátové	Bezdrátové nebo drátové	Drátové
 Uchycení	Pen	Pen	Pen
 Koncovka Smart	✓	Není dostupné	Není dostupné
 Diagnostika kazu	✓	Není dostupné	Není dostupné
 TRIOS Patient Monitoring	✓	✓	Upgrade na TRIOS 3
 TRIOS Treatment Simulator	✓	✓	Upgrade na TRIOS 3
 TRIOS Smile Design	✓	✓	Upgrade na TRIOS 3
 TRIOS Patient Specific Motion	✓	✓	Upgrade na TRIOS 3
 App In-house: Design Studio, Implant St., Clear Aligner Studio, Splint Studio, atd.	Volitelné	Volitelné	Volitelné

Přehled modelů TRIOS	Připojení	Provedení
TRIOS 4 	Bezdrátové a pomocí kabelu 	Pod / Move 
TRIOS 3 	Bezdrátové nebo pomocí kabelu 	Pod / Move / Cart 
TRIOS 3 Basic 	Drátové 	Pod / Move / Cart 

Software 3shape TRIOS

Pro ordinaci a laboratoř

Software pro plánování a design		Běžná cena Roční licence
	Patient Monitoring Zobrazuje pacientům minutový pohyb dentálního statusu nebo pokrok v ošetření. Software je zdarma součástí licence TRIOS (neplatí pro TRIOS Basic).	zdarma součástí licence
	Treatment Simulator Zobrazuje pacientům výsledky ortodontického ošetření. Software je zdarma součástí licence TRIOS (neplatí pro TRIOS Basic).	zdarma součástí licence
	Smile Design Software pro tvorbu digitálního úsměvu a vytvoření reálného obrazu úsměvu pacienta. Software je zdarma součástí licence TRIOS (neplatí pro TRIOS Basic).	zdarma součástí licence
	Implant Planner Software pro protetické zavádění implantátů a plánování postupu ošetření. Software Planner může být kdykoliv upgradován na Studio apps (v rámci stejné aplikace např. Implant Planner nebo Orthodontic Planner).	32 065 Kč 4 810 Kč
	Orthodontic Planner Software pro ortodontickou analýzu, diagnózu a plánování ošetření. Software Planner může být kdykoliv upgradována na Studio apps (v rámci stejné aplikace např. Implant Planner nebo Orthodontic Planner) a zakoupen kdykoliv.	32 065 Kč 12 826 Kč
Aplikace pro plánování, design a výrobu		Běžná cena Roční licence
	Design Studio Kompletní software pro one visit dentistry. Celý pracovní postup během jednoho dne. TRIOS skenování, snadná modelace a následné frézování na integrovaných frézkách.	144 293 Kč 12 826 Kč
	Implant Studio Proteticky řízené plánování implantátů. Vlastní design chirurgických šablon i protetických prací tentýž den. Výroba komponentů in-house nebo odeslání partnerovi přes .stl export.	144 293 Kč 12 826 Kč
	Clear Aligner Studio Celý pracovní postup během jednoho dne - ortodontická analýza, vyšetření a zahájení léčby pomocí neviditelných rovnátek.	80 163 Kč 19 239 Kč
	Indirect Bonding Studio Celý pracovní postup během jednoho dne - ortodontická analýza, vyšetření a zahájení léčby pomocí nepřímého lepení zámků.	80 163 Kč 19 239 Kč

Licence 3shape TRIOS

Licence zdarma 1. rok
při zakoupení systému
TRIOS a se slevou
až 20 % na 5 let.

V rámci licence získáte
zdarma software Patent
Monitoring a Treatment
Simulator.

Licence	Ušetříte
1 rok	Zdarma
2 roky	Sleva 5 %
3 roky	Sleva 10 %
4 roky	Sleva 15 %
5 let	Sleva 20 %

Software	Název
	Patient Monitoring Zobrazuje pacientům minutový pohyb dentální- ho statusu nebo pokrok v ošetření
	Treatment Simulator Ukazuje pacientům výsledky ortodontického ošetření.

Další výhody



Neomezený přístup k updatům

Součástí licence je neomezený přístup k updatům umožňující Váš systém 3shape TRIOS udržovat neustále aktuální, s nejnovějšími pomůckami a indikacemi.



Vzdělávací semináře

Již od prvního dne používání jsou Vám k dispozici odborníci k dispozici s radami. Pro každého uživatele pořádá 3shape Academy a její partneři pravidelné vzdělávací semináře zaměřené na používání systému včetně užitečných praktických rad.



Podpora CAD CAM CLUBu

CAD CAM CLUB je platforma přinášející informace, zkušenosti a praktické dovednosti všem, koho digitální technologie ve stomatologii zajímají a baví. Je to platforma komunity zkušených i budoucích uživatelů CAD/CAM a slouží pro setkávání, sdílení informací, výměnu zkušeností, volbu vhodné technologie, materiálů a postupů včetně výroby vzorových prací tak, aby CAD/CAM řešení bylo plně funkční, profitabilní a přineslo časovou úsporu lékaři či zubnímu technikovi.

Sestavte si svůj TRIOS

Podle Vašich finančních možností

Skener

- ☐ TRIOS 4
☐ TRIOS 4 Wireless



- ☐ TRIOS 3
☐ TRIOS 3 Wireless



- ☐ TRIOS 3 Basic
☐ TRIOS 3 Basic Mono



Uchycení

- ☐ Pen



Provedení

- ☐ Pod



- ☐ Move+



Software

- ☐ Design Studio
☐ Clear Aligner Studio



- ☐ Implant Planner
☐ Implant Studio



- ☐ Orthodontics Planner
☐ Indirect Bonding Studio



Počítač

- ☐ Dell Precision 15



- ☐ Dell Alienware 17



- ☐ HP Z Book



Licence

- ☐ 1. rok zdarma



- ☐ 2 roky
☐ 3 roky

- ☐ 4 roky
☐ 5 let

Váš TRIOS balíček obsahuje

- ☒ členství v CAD CAM CLUBU
☒ podpora (1 rok)
☒ záruka (1 rok)
☒ expresní výměna (1 rok)
☒ balíček koncovek
☒ 3D a barevná kalibrace

- ☐ Prodloužená záruka navíc 2 roky



Poznámky

Zákazník

Změna vyhrazena. Pro aktuální cenovou nabídku se vždy informujte u CAD/CAM specialisty Dentamed.

3shape

Intraorální skener
3shape TRIOS 4 / TRIOS 3

Software 3shape
Design Studio

Frézovací jednotka
Ivoclar Programill One



The Ivoclar Digital logo consists of the word "ivoclar" in blue lowercase letters, followed by "digital" in a smaller, blue lowercase font. Above the text is a series of small, colored dots (green, yellow, blue) arranged in a curved pattern.

Přemýšlíte o vlastní CAD/CAM laboratoři? Zeptejte se nás.

„Dlouho jsem rozmýšlel nad investicí do CAD/CAM technologií a až po této zkušenosti jsem byl překvapen, jak můžou pracovat stroje rychleji a efektivněji než lidé. S produkty firmy AmannGirrbach pracuji relativně krátkou dobu, ale mohu říci, že kvalita jejich materiálů je více než uspokojivá. Hledal jsem výrobce s kvalitními produkty a podporou, což se mi podařilo.“

MUDr. Václav Pelíšek





Dentamed

Dentamed (ČR), spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3

tel.: +420 266 007 111 / fax: +420 266 007 199
e-mail: info@dentamed.cz

www.dentamed.cz



David Kodálík
produktový specialista CAD/CAM pro ordinace

tel.: +420 725 644 702
e-mail: david.kodalik@dentamed.cz

www.dentamed.digital