

# Sportovní rámečky Oakley

Designové rámečky, které používají i vrcholoví sportovci a armáda. Jsou velmi lehké, mají 3-bodové rozložení hmotnosti.

Příplatek za rámeček Oakley

**5 808 Kč**

## Oakley Radar EV

Do zvětšení 3,5× ano.

Zvětšení 4,5× a více pouze s Ergo Fit Nose Pad a po ověření u výrobce, zda lze (jde o úhel lup dle tvaru obličeje).

Dioptrická korekce do skel nelze.



Black



White



Bordeaux



Navy

## Oakley Radar EV XS

Do zvětšení 3,5× ano.

Zvětšení 4,5× a více pouze s Ergo Fit Nose Pad a po ověření u výrobce, zda lze (jde o úhel lup dle tvaru obličeje).

Dioptrická korekce do skel nelze.



Steel/black



Steel/red



Polished white/black



Polished white/navy



Polished white/seafoam green



Matte pink/black

# Sportovní rámečky Oakley

## Oakley Flak 2.0

Do zvětšení 3,5× ano.

Vyšší zvětšení nelze.

Dioptrická korekce lze sphere od -3,5 do +2,0, cylinder od -2,0 do +2,0, addice od +1,0 do +2,5.

Příplatek za dioptrickou korekci Oakley 9 000 Kč.



Black



Grey smoke

## Oakley Half Jacket 2.0

Do zvětšení 3,5× ano.

Vyšší zvětšení nelze.

Dioptrická korekce lze sphere od -3,5 do +3,5, cylinder od -2,0 do +2,0, addice od +1,0 do +3,25.

Příplatek za dioptrickou korekci Oakley 9 000 Kč.



Black

## Oakley příslušenství:

### Oakley Radar EV a EV XS sedlo a koncovky



obj. číslo	Oakley Radar EV	cena	akční cena
26279-1	EV sedlo a koncovky černé	760 Kč	<b>590 Kč</b>
26657-1	EV XS sedlo a koncovky černé	760 Kč	<b>590 Kč</b>
26657-2	EV XS sedlo a koncovky červené	760 Kč	<b>590 Kč</b>
26657-3	EV XS sedlo a koncovky navy-modré	760 Kč	<b>590 Kč</b>
26657-4	EV XS sedlo a koncovky seafoam green- zelené	760 Kč	<b>590 Kč</b>

### Oakley Flak 2.0 sedlo a koncovky černé



obj. č.: 26278-1

**590 Kč** ~~760 Kč~~

### Oakley šňůrka na brýle



obj. č.: 9038 745

**360 Kč** ~~412 Kč~~

# Sportovní rámečky Sundog

Sportovní rámečky Sundog vyrábí již 30 let, v minulosti hlavně pro golfisty, nyní pro všechny sporty a lifestylové aktivity.

Rámečky Sundog jsou bez příplatku.

## Sundog Prime

Do zvětšení 3,5× ano.

Vyšší zvětšení nelze.

Dioptrická korekce lze sphere od -3,5 do +3,5, cylinder od -2,0 do +2,0, addice od +1,0 do +3,25.

Příplatek za dioptrickou korekci Sundog 9 000 Kč.



Prime black



Prime white



Prime hot pink



Prime matte blue

## Sundog Prime EX

O 2mm nižší na výšku než Prime.

Do zvětšení 3,5× ano.

Vyšší zvětšení nelze.

Dioptrická korekce lze sphere od -3,5 do +3,5, cylinder od -2,0 do +2,0, addice od +1,0 do +3,25.

Příplatek za dioptrickou korekci Sundog 9 000 Kč.



Black



White



Hot pink



Matte blue

## Sundog Draw

Do zvětšení 3,5× ano.

Vyšší zvětšení nelze.

Dioptrická korekce lze sphere od -3,5 do +3,5, cylinder od -2,0 do +2,0, addice od +1,0 do +3,25.

Příplatek za dioptrickou korekci Sundog 9 000 Kč.



Black

# Titanové rámečky SurgiTel

Titanová konstrukce. Patentovaný sklon celého rámečku pro lepší usazení lup a celkovou ergonomii.

Patentovaná nosní sedla pro extrémní stabilitu.

Po obdržení nových lupových brýlí je vždy potřeba nastavit nosní sedla, aby Vám brýle seděly co nejlépe.

Rámečky Surgitel jsou bez příplatku.

## Ergo Max 1.0

Velikost S – pink a rose gold

Velikost L – blue, pink a rose gold

Vhodné pro všechna zvětšení.

Dioptrická korekce lze sphere od -4,5 do +4,5, cylinder od -3,0 do 0,0, addice od +0,75 do 3,25.



Blue



Pink



Rose gold

## Ergo Max 2.0

Velikost S – black, silver, tortoise shell

Velikost L – black, silver, tortoise shell

Dioptrická korekce lze sphere od -4,5 do +4,5, cylinder od -3,0 do 0,0, addice od +0,75 do 3,25.



Black



Silver



Tortoise shell

## Aero 2.0

Velikost S – red, blue, purple/teal green, pink, rose gold

Velikost M – blue, purple/teal green, pink, rose gold

Nově budou v obou velikostech i barvy black, silver a tortoise shell.

Dioptrická korekce lze sphere od -12,0 do +6,0, cylinder od -6,0 do 0,0, addice od +0,75 do +3,25.



Red



Blue



Purple/teal green



Pink



Rose gold

Barvy rámečků se v průběhu roku mohou měnit. Specialisté Endo Vám vždy poskytnou aktuální nabídku.

U titanových rámečků je potřeba zvolit vhodnou velikost. U sportovních rámečků Vám vhodnou velikost zvolí výrobce podle šíře hlavy a počítačového programu s Vaší fotografií.

# Titanové rámečky SurgiTel

## Aero 3.0

Velikost S – black silver, tortoise shell

Velikost M – black, silver, tortoise shell

Velikost L – black, silver, tortoise shell

Dioptrická korekce lze sphere od -12,0 do +6,0, cylinder od -6,0 do 0,0, addice od +0,75 do +3,25.



Black



Silver



Tortoise shell

## ComfortFlex

Rámečky vhodné pro velmi drobný obličej.

Lze pouze s galilejskou optikou tj. do zvětšení 3,0x.

Dioptrická korekce lze sphere od -12,0 do +6,0, cylinder od -6,0 do 0,0, addice od +0,75 do +3,25.



Velvet red



Silver

## Příslušenství:

### Surgitel šňůrka na brýle



obj. č.: 9038 744

**360 Kč** ~~412 Kč~~

### Dioptrická korekce Aero, Ergo Max

název	cena
Single vision	4 800 Kč
Hi-Index (speciální tenké sklo pro vysoké dioptrie)	7 840 Kč
Bifokální	5 600 Kč

## Čištění a dezinfekce

Lupy, rámečky, LED optika a kabely

### Nepoužívejte:



Lysol ani žádné přípravky s alkoholem, čpavkem, glutaraldehydy, jodofory.

### Nesmí se:



Oplachovat pod tekoucí vodou, pokládat do jakékoliv kapaliny, autoklávovat.

### Vyčistěte:



Použijte čistič určený pro brýle nebo vlhký hadřík s jemným mýdlem. Osušte.

### Dezinfikujte:



Použijte dezinfekci s 0,5% peroxidu vodíku (SciCan Optim1 nebo SciCan Optim blue).